



Actico[®] silk – kompressionsstrumpa

Actico[®] silk är ett två komponents, färdigt att använda, kompressions kit av mycket hög kvalitet. Den speciella understrumpan av material som påminner om silke, är mycket behaglig att använda såväl dag som natt. Det silkiga materialet gör också strumpan lätt att applicera utan något hjälpmedel.

Tre strumpor i ett kit

Två vita understrumpor (10mmHg) som kan användas dygnskontinuerligt samt en hudfärgad ytterstrumpa för kompression under dagtid.

Den vita understrumpan kan användas direkt över sårkompress.

Kompression:

Två lagers kompressions system, som tillsammans ger 40mmHg, vilket uppfyller en klass 1-3 strumpa med 40 mmHg tryck vid ankeln. Motsvarar trycket i kortsträcks- eller lågelastisk binda. Låg kompression i foten förhindrar ödem i framfoten.

Endast understrumpa ger 10mmHg, vilket motsvarar en klass 1 strumpa och tillsammans ger strumporna ett tryck på 40mmHg.

Vid kontinuerlig behandling ger strumpan effektivt arbetstryck vid rörelse dagtid och väl accepterat statiskt tryck nattetid.

Material:

Vit understrumpa: 90%polyamid, 10 % elastan.
Hudfärgad ytterstrumpa: 65% polyamid, 35 % elastan

Tvätt:

Understrumpa, vit: Maskintvätt i 60^o.
Överstrumpa, hudfärgad: Maskintvätt i 40^o.
Tvättråd finns både på strumpa och i förpackning.

Förpackning:

Innehåller 2 vita understrumpor och 1 hudfärgad överstrumpa.





Vad: cC



Fotled: cB

Indikationer:

- Venöst ödem
- Venös insufficiens
- Venösa bensår
- För att läka och förebygga återkomst av venöst bensår
- Post-trombotiskt syndrom
- "Congestive" dermatosis
- Excem, pigmentering
- Atrophy blanche
- Lipodermatosclerosis
- Efterbehandling av skleroterapi, varikotomi
- Vid Bypass operation
- Över tagstället på underbenen

Kontraindikationer:

- Avancerad perifer occlusiv artärsjukdom
- Dekompenserad hjärtinsufficiens
- Septisk flebit
- Phlegmasia coerulea dolens
- Diabetessår
- Angio- och neuropati (som hos diabetiker)

Storlekar:

För att finna rätt storlek är där två mått som måste beaktas:

Vad: cC

Fotled: cB

Varje förpackning innehåller tre strumpor, två understrumpor samt en ytterstrumpa.

Strumpan finns i 5 storlekar – S, M, L, XL, XXL.

Art.nr.	Storlek	cB(cm)	cC(cm)	Avdfp	Trpfp
26905	S	19,5-25,5	30,5-37,5	1	16
26906	M	21,5-27,5	33,0-40,0	1	16
26910	L	22,5-29,5	35,5-43,0	1	16
26911	XL	23,0-32,0	38,0-46,0	1	16
26912	XXL	23,5-34,0	40,0-49,0	1	16