

Doknr. i Barium 27726	Dokumentserie su/med	Giltigt fr o m 2019-03-21	Version 3
RUTIN			
Urinledarkateter (stent) med magnet (Magnetic Black Star)			
Patientinformation			
Innehållsansvarig: Marie Felldin, Överläkare, Läkare transplantation (marfe13) Godkänd av: Per Lindnér, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (perli10) Denna rutin gäller för: Transplantationscentrum			

Urinledarkateter (stent) med magnet (Magnetic Black Star) Patientinformation

I samband med din operation fick du en inre kateter (**stent**) inlagd i den transplanterade njurens urinledare. Den är till för att underlätta avflödet av urin från din transplanterade njure ner till urinblåsan innan det hela läkt samman.

Stentet, som heter Magnetic Black Star, består av en tunn plastslang som i ena änden har en liten magnet. Magneten är till för att enkelt kunna avlägsna stentet med hjälp av en **särskild utdragskateter** via urinröret. Utdragskatetern få du med dig hem efter operationen tillsammans med ett litet patientkort, med information om Magnetic Black Star.

Stentet brukar avlägsnas 2-3 veckor efter operationen. Det är behandlande läkare som avgör när den ska tas ut.

Utdragningen av stentet görs på din mottagning. Du tar då med dig utdragskatetern du fick. Det är viktigt att du har urin i blåsan när detta görs, vänta därför med toalettbesök till efter ingreppet. Man bedövar först urinröret med salva. Sedan för man in den tunna utdragskatetern i urinröret. Utdragskatetern har också en liten magnet som fastnar i stentet, som sen enkelt dras ut.

OBSERVERA

- Magnetrontgenundersökning (MR) får INTE göras om man har Magnetic Black Star.
- Ha alltid med dig patientkortet så länge stentet ligger kvar.
- Påminn gärna din behandlande läkare om att du har ett stent som sen skall avlägsnas
- Glöm inte att ta med utdragningskatetern till din mottagning
- Töm inte urinblåsan förrän efter ingreppet.