

Information om säkerhetsmeddelande från Medtronic

Nyligen skickade Medtronic ut ett viktigt säkerhetsmeddelande till vissa patienter angående ett potentiellt ljudfel hos MiniMed 640G insulinpumpar med programvaruversion 4.10. Detta är patienter som har fått sin MiniMed 640G mellan november 2017 och september 2018 som potentiellt kan drabbas av detta fel. Risken är 0,3%. Ljudfelet kan yttra sig antingen genom att volymen låser sig på nivå 4 (av 5) eller att ljudet upphör att fungera.

Medtronic rekommenderar att vibrationssignalen aktiveras och att patienten genomför ett ljudtest på pumpen. Hur detta ljudtest genomförs finns beskrivet i det patientbrev som Skövededepån kommer att skicka/har skickat ut till de patienter i VGR som berörs.

Vid frågor kontakta:

Ingela Sager

Produktkonsulent, Diabetes

Läkemedelsnära produkter

070 – 020 79 04

Ingela.sager@vgregion.se