

<i>Dokumentnamn</i> Kompressionsklasser	<i>Giltigt fr.o.m.</i> 2019-06-01	<i>Reviderat</i>	<i>Version</i> 1	<i>Sida</i> 1 av 1
<i>Framtaget av</i> Sofia Carlsson Hjälpmiddelskonsulent, Medicinska behandlingshjälpmedel Catarina Schander Produktkonsulent, Medicinska behandlingshjälpmedel	<i>Godkänt av</i> Jonas Andersson Verksamhetschef hjälpmiddelscentralen			

Kompressionsklasser

Kompressionsstrumpor indelas i kompressionsklasser beroende på vilket tryck de utövar på ankelnivå. Kompressionen är graderad med avtagande tryck från ankeln och uppåt. För att behandlingen skall fungera måste kompressionsstrumpan ha rätt storlek och passform. I samband med utprovning tas därför noggranna mått på ett antal mätpunkter på benet.

Kompressionsklass	Kompression i <u>mmHg</u>	Beskrivning
Klass 1	15–21	Ger lätt kompression – används vid lättare svullnad, tunga ben, förbyggande vid graviditet och flygresor.
Klass 2	23–32	Ger normal kompression– förskrivs vid symptomgivande venös insufficiens, svullnad, smärta och sårrecediv.
Klass 3	34–46	Ger kraftig kompression som används vid svårare tillstånd när inte klass 2 är tillräckligt. Används till patienter med lymfödemsproblematik.

Vid venös insufficiens – se till att det är utfört arteriell och venös doppler före utprovningen.