

Underhållsschema RapidPoint500

Anvisning Patientnära analysverksamhet

År:

Inrättning: Instrument nr:.....

Vid åtgärd skriv datum och signatur i rutan för avsedd månad.

Åtgärd/ Varje månad	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Rengör instrumentet utvändigt med en fuktad trasa/pappersduk.												
Kontrollera fläktfiltret på baksidan till höger av instrumentet. Ta bort damm från filtret och torka av plasthållaren.												
Åtgärd/ Varje år	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Byt ut fläktfiltret till ett nytt på baksidan av instrumentet.												