

# Instruktörs-Brevet

**Aktuell information från  
Laboratorieinstruktörerna, NU-sjukvården**



## InstruktörsBrevet april 2020 -primärvård

Instruktörsbrev

Instruktörsbrevet e-postas till laboratorieombuden inom Närhälsan

### Provtagning Corona/covid-19

Vi får många frågor om denna provtagning. På Laboratoriemedicins startsida:  
<https://www.nusjukvarden.se/om-nu-sjukvarden/vardgivare/laboratoriemedicin/>  
Där finns en direktlänk att klicka på för information och provtagning av **Coronavirus covid-19, SARS-CoV-2**

Kontakta Darinka Andersson om fler frågor finns angående denna provtagning.  
Tel.010-435 30 34

### Provtagning i hemmen

Flera vårdcentraler har utökat sin provtagning i hemmen under rådande coronatider. Tänk på att transportera rören på ett bra sätt, när ni varit ute och tagit prover. Lägg dem inte ner, utan ha dem i en väska, låda, ställ där de kan stå upprätt. Skydda blodrören för kyla och tar ni odlingar ska de skyddas för värme. Sprita inte på etiketten!

### PNA rör

PNA rör som råkar att komma med lådan till Klinisk Kemi. t.ex. ett lila rör märkt: **PNAkHb**, utför vi inte någon analys på, utan det röret ställs undan. Kommer ni på att prov kommit med, där t.ex. HbA1c skulle analyserats, så får ni kontakta oss omgående.

### Etiketter

Det är problem med provrörsetiketterna. De sitter inte fast ordentligt på röret, utan "flärpar upp" sig och det orsakar problem på automationsbanan. Lossnar hela etiketten så är det ett stort problem, där vi då inte har någon ID på röret. Tryck till lite extra på etiketten så den sitter fast. När ni öppnar en ny rulle etiketter så sitter batchnumret på en liten etikett på första etiketten. Var snäll och skriv upp detta nummer och skicka till oss, så kan vi se vilka batcher som är i omlopp.

Hälsningar från

Pernilla Jörgensen  
010 – 435 27 13

Birgitta Olofsson  
010 – 435 27 26

Darinka B Andersson  
010 – 435 30 34