

# *Vägledning*

Inkontinens, Blås- och  
tarmdysfunktion  
sortimentet

# Innehållsförteckning

---

<b>Absorberande produkter</b> .....	<b>s.3</b>
Tena Slip .....	s.3
Molicare Premium Elastic .....	s.3
Attends Flex .....	s.3
MoliCare Premium Mobile .....	s.3
Sanisoft Mini Kol och Sanisoft Mini Long Kol .....	s.4
Butterfly By Attends.....	s.4
<b>Tappningskatetrar</b> .....	<b>s.5</b>
LoFric Sense .....	s.5
SpeediCath.....	s.5
LoFric Primo.....	s.5
SpeediCath Compact Eve .....	s.6
LoFric Origo.....	s.6
SpeediCath Flex .....	s.6
SpeediCath Compact .....	s.7
LoFric Insti-Cath .....	s.7
LoFric Hydro-Kit .....	s.7
<b>Katetersköljning</b> .....	<b>s.8</b>
Uro-Trainer TWIN SUBY G 3,23% .....	s.8
Uro-Trainer TWIN SULUTIO R 6%.....	s.8

## Absorberande produkter

---

Vägledningen gällande Inkontinens, Blås- och tarmdysfunktions sortiment har som syfte att vara till hjälp när det gäller förskrivningar i aktuellt område. Här presenteras hur man kan tänkas använda utvalda artiklar från sortimentet.

---

### Tena Slip / MoliCare Premium Elastic

---



- Används med fördel till de patienter/brukare som är i behov av hjälp med byten av inkontinensskydd.
- Kan man fördel användas på natten då man har möjlighet att sätta skyddet tätt intill kroppen.
- Kan även användas till de patienter/brukare som sitter i rullstol och som behöver hjälp med bytet av inkontinensskydd.
- De mindre storlekarna skulle kunna vara lämplig till större barn med inkontinens

### [Användarinstruktion för MoliCare Premium Elastic](#)

---

### Attends Flex

---



- Kan användas av de patienter/brukare som självständigt kan klara av byten av inkontinensskydd.
- Kan användas på natten samt till de patienter/brukare som sitter i rullstol där man som omsorgspersonal kan sätta skyddet tajt intill kroppen.

### [Användarinstruktion för Attends Flex](#)

---

### MoliCare Premium Mobile

---



- Till de patienter/brukare som självständigt kan klara av toalettbesök och byten av inkontinensskydd.
- Kan även med fördel användas till personer med demens och/eller de patienter/brukare som är "plockiga".

## Absorberande produkter

---

Alternativ till ovanstående artiklar skulle kunna vara att använda ett två-delat skydd. Med detta menas en binda i passande storlek gällande absorption och mått tillsammans med en fixeringsbyxa.

---

### Sanisoft Mini Kol / Sanisoft Mini Kol Long

---



- Kolet i dessa produkter tar bort illaluktande doft.
- Till de patienter/brukare som har analinkontinens med ett mindre läckage.
- Rekommenderas att läggas i trosa/kalsong, inte i ett redan befintligt inkontinensskydd.

---

### Butterfly By Attends

---



- Inkontinensskydd som används vid mindre besvär av analinkontinens.

[Användarinstruktion för Butterfly By Attends](#)

# Tappningskatetrar

---

Tappningskatetrar vid speciella tillfällen såsom inte tillgång till vatten, toalett eller när man är ute på resor etc.

---

## LoFric Sense

---



- Förpackningen innehåller vätska som man snabbt och smidigt aktiverar tappningskatetern med
- Ett alternativ när man är utanför hemmet och/eller inte har tillgång till vatten eller toalett
- Anpassad för kvinnor (15cm)

---

## SpeediCath

---




- Klar att direkt då den ligger i vätska (steril koksaltlösning)
- Ett alternativ när man är utanför hemmet och/eller inte har tillgång till vatten eller toalett
- Finns i olika längder 20cm, 30cm samt 40cm
- Möjlighet att vika/böja för att kunna lägga i fickan eller liknande

---

## LoFric Primo

---



- Förpackningen innehåller vätska som man snabbt och smidigt aktiverar tappningskatetern med
- Ett alternativ när man är utanför hemmet och/eller inte har tillgång till vatten eller toalett
- Finns i olika längder 15cm, 20cm samt 40cm
- Möjlighet att vika/böja för att kunna lägga i fickan/väskan eller liknande
- Finns med Tiemannspets

# Tappningskatetrar

---

Tappningskatetrar vid speciella tillfällen såsom inte tillgång till vatten, toalett eller när man är ute på resor etc.

---

## SpeediCath Compact Eve

---



- Klar att direkt då den ligger i vätska (steril koksaltlösning)
- Ett alternativ när man är utanför hemmet och/eller inte har tillgång till vatten eller toalett
- Anpassad för kvinnor (9cm)

---

## LoFric Origo

---



- Förpackningen innehåller vätska som man snabbt och smidigt aktiverar tappningskatetern med
- Ett alternativ när man är utanför hemmet och/eller inte har tillgång till vatten eller toalett
- Med ett handtag som glider lätt över tappningskatetern
- Finns i olika längder 30cm samt 40cm
- Möjlighet att vika/böja för att kunna lägga i fickan/väskan eller liknande
- Finns med Tiemannspets

---

## SpeediCath Flex

---



- Klar att direkt då den ligger i vätska (steril koksaltlösning)
- Ett alternativ när man är utanför hemmet och/eller inte har tillgång till vatten eller toalett
- Med olivtipp (kula), skulle kunna vara ett alternativ när tiemannspets inte fungerar
- Skyddande hylsa som omger tappningskatetern för inte kunna kontaminera tappningskatetern
- Förpackningen finns som standardformat samt fickformat

# Tappningskatetrar

---

Tappningskatetrar vid speciella tillfällen såsom inte tillgång till vatten, toalett eller när man är ute på resor etc.



---

## SpeediCath Compact

---

- Klar att direkt då den ligger i vätska (steril koksaltlösning)
- Ett alternativ när man är utanför hemmet och/eller inte har tillgång till vatten eller toalett
- Anpassad för män (33cm)

---

## LoFric Insti-Cath

---



- För instillation av läkemedel i blåsan
- Luer-fattning
- Finns i 20cm och 40cm

---

## LoFric Hydro-Kit

---



- Förpackningen innehåller vätska som man snabbt och smidigt aktiverar tappningskatetern med
- Ett alternativ när man är utanför hemmet och/eller inte har tillgång till vatten eller toalett
- Med urinpåse
- Finns i 20cm och 40cm
- Finns med Tiemannspets (40cm)

# Katetersköljning

---

Ska ordineras läkare (Vårdhandboken). Kan delegeras, följ lokala anvisningar/föreskrifter på din enhet.

---

## Uro-Trainer TWIN SUBY G 3,23%

---



- Rekommenderas till kateter som ofta blockeras av kalkavlagringar.
- Från 1ggr/vecka till max 2ggr/dygn

---

## Uro-Trainer TWIN SOLUTIO R 6%

---



- Rekommenderas för katetrar med svårbehandlad förkalkning där URO-Tainer Twin Suby G inte ger tillfredställande resultat
- Från 1ggr/vecka till max 2ggr/dygn