

Viktigt säkerhetsmeddelande till förskrivare och patient – Convex tvådelade hudskyddsplattor från ConvaTec AB

Viktigt säkerhetsmeddelande från ConvaTec AB

Följande meddelande har inkommit från ConvaTec AB;
”ConvaTec har mottagit klagomål om användningen av Convex tvådelade hudskyddsplattor där starthålet (stomihålet) inte sitter i centrum på produkter som har tillverkats från februari 2017 till september 2018. Risken för skador är låg och inte alla produkter eller lådor som tillhör de specifika satserna har detta problem. Eftersom denna risk kan upptäckas visuellt vidtar vi dock försiktighetsåtgärder genom att meddela kunder om detta så att slutanvändaren nogra kan kontrollera sin produkt för att se om den: a) tillverkades under denna period och b) är synligt ocentrerad”.

Följande har utförts:

Vid genomgång av bifogat dokument från ConvaTec AB av de aktuella lot numren kan det konstateras att produkter med dessa lot nummer har levererats ut till förskrivare/patient, men INTE finns kvar i lager på Skövdedepån.

Vi har i dagsläget inte fått kännedom om att någon patient har drabbats av en felaktig produkt inom Region Västra Götaland.

Dock är det viktigt att du som förskrivare/patient kontrollerar om ditt egna internlager kan innehålla något utav de aktuella lot numren. Se länkar nedan.

[Aktuella lotnummer](#)

[Viktigt säkerhetsmeddelande från ConvaTec AB till patient](#)

Det handlar om totalt 14 olika produkter i grupperna som har sänts **till/från Skövdedepån**:

1. Platta 2del konvex Combihesive II plus Durahesive i 8 olika varianter
2. Platta 2 del konvex Combihesive II Plus Durahesive Moldable i 2 olika varianter
3. Platta 2 del konvex Natural Durahesive Moldable i 2 olika varianter
4. Platta 2del konvex Natural Durahesive i olika 2 varianter

Vid frågor kontakta:

Stina Harlid

Produktkonsulent, Stomi och Trakeostomi

Läkemedelsnära produkter

076 – 133 40 36

stina.harlid@vgregion.se