

## RUTIN

### AB0-inkompatibel njurtransplantation med levande givare - Utvidgad blodgruppering och anti-A- och B-titer nivå

**Innehållsansvarig:** Marie Felldin, Överläkare, Läkare transplantation (marfe13)

**Godkänd av:** Per Lindnér, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (perli10)

**Denna rutin gäller för:** Transplantationscentrum

INFÖR PLANERAD AB0-INKOMPATIBEL NJURTRANSPLANTATION MED LEVANDE GIVARE MÅSTE UTVIDGAD UTREDNING PÅ BLODCENTRALEN GÖRAS AV ALLA RECIPIENTER OCH DONATORER

#### Remisser:

Samma remisser som vid vanlig blodgruppsbestämning. Personidentifikation, märkning av rör och signering av remisser enligt gällande rutiner.

#### Donatorn:

- Provtagning med 1 st EDTA-rör
- På remissen anges:
  - Tilltänkt ABO inkompatibel njurdonator:
    - A1 typning (gäller donator med blodgrupp A eller AB).

#### Mottagaren (recipient):

- Provtagning med 1 st EDTA-rör
- På remissen anges:
  - Tilltänkt recipient av ABO inkompatibelt transplantat.  
Donatorns blodgrupp är X.
  - Antikroppstitrering (=recipients antikroppsnivå mot donatorns blodgrupp måste bestämmas).

#### Transport:

Provtagningsrör (kyltransport ej nödvändig) och remisser sänds med vanlig postgång (2-3 dagar) till:

Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin  
Vita stråket 13  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg  
Tel. 031-342 17 48