

**RUTIN** Sirolimus till Everolimus, byte vid tarmtransplantation**Innehållsansvarig:** Gustav Herlenius, Universitetssjukhusö, Läkare transplantation (gushe2)**Godkänd av:** Per Lindnér, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (perli10)**Denna rutin gäller för:** Transplantationscentrum

Åtgärd	FÖRE SWITCH	Datum
<b>Provtagning</b>	Leverstatus, elstatus, s- kolesterol (total, HDL & LDL), S- triglycerider, FK-koncentration, S- citrullin, S- albumin, F- calprotectin, stickprov U- Alb/ krea, TPK 10 ml till tx biobank CMV DNA PCR, EBV DNA PCR, ADENOVIRUS PCR	
<b>Lungröntgen</b>	Frågeställning: Infiltrat? Vätska?	
<b>Crom EDTA clearance</b>	Ej äldre än 3 mån, om switch föregås av dålig njurfunktion.	
<b>Ileoskopi + biopsi</b>	Glöm ej biopsier till tx biobank. Ring Ann Novotny 0703-90 02 32 eller Margareta Filipsson 0767-85 40 62/ dect 29450 för upphämtn av prov.	
<b>NEPT patienter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tumörmarkörer</li><li>• CT thorax &amp; buk gjord mindre än 3 månader innan switch</li></ul>	

**DATUM för SWITCH:** \_\_\_\_\_**SWITCH FÖRFARANDE:**

Prograf seponeras dag 0 efter kvälldosen

**Sirolimusförfarande:** Dag 1: Rapamune 6 mg X 1 i tre dagar (dvs. tom första koncentrationen) därefter justeras dosen för att uppnå en målkoncentration mellan 8- 12 ng/ml. Nivåer därefter beroende på individuell bedömning och ev. biverkningar.**Everolimusförfarande:** Dag 1: Certican 3 mg X 2 i tre dagar (dvs. tom första koncentrationen) därefter justeras dosen för att uppnå en målkoncentration 10 ng/ ml, mellan 8- 12 ng/ml. Nivåer därefter beroende på individuell bedömning och ev. biverkningar.

<b>Doknr. i Barium</b> 12178	<b>Giltigt fr.o.m</b> 2019-06-26	<b>Version</b> 5
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------

## RUTIN Sirolimus till Everolimus, byte vid tarmtransplantation

Åtgärd	EFTER SWITCH	Datum	
<b>Provtagning</b> Sirolimus analyseras tis/ tors	Sirolimus konc, leverstatus, elstatus, s- kolesterol (total, HDL & LDL), s- triglycerider, S- Albumin, TPK		
	1 g/v i 4 veckor, sedan efter behov.		
<b>Lungröntgen</b>	Om klinik föreligger		
<b>Crom EDTA clearence</b>	3 och 6 månader efter switch. Ta även stickprov U- Alb/krea kvot samt urinsticka		
<b>Ileoskopi + biopsi</b>	2-4 veckor efter switch Glöm inte biopsier till tx biobank. RingHanna Jacobsson el. Pushpa Premaratne, 0700-824422 för upphämtning av prov. Ta även s-citrullin och F-calprotectin		