

## Analys av Androstendion, Gastrin och Disopyramid upphör i NU-sjukvården

Laboratoriemeddelande

---

### Androstendion och Gastrin

Som ett led i samordningen av Laboratoriediagnostiken i VGR kommer analys av Androstendion och Gastrin att upphöra i NU-sjukvården fr.o.m. 2020-04-23 och endast utföras på Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

De metoder som används på SU är desamma som har använts i NU-sjukvården, vilket innebär att det inte bör bli några nivåskift för resultaten. Däremot skiljer sig de referensintervall SU har något från de som NU-sjukvården har använt.

Referensintervallen på SU är:

Androstendion	Män:	2,1 – 10,8 nmol/L
	Kvinnor:	1,0 - 11,5 nmol/L

Gastrin 6-55 pmol/L

Provmaterialet är fortsatt serum (guldgul kork). Svarstiderna kan ev. bli något fördröjda jämfört med idag.

### Disopyramid

Analys av Disopyramid upphör i NU-sjukvården fr.o.m. 2020-04-23 och kommer att skickas vidare till Klinisk Farmakologi Karolinska Universitetslaboratoriet.

Provmaterialet ändras till Na-heparinplasma (mörkblå kork).

### För ytterligare information

Maria Lohmander  
Sjukhuskemist  
Tel. 010-435 27 11