

Instruktörs-Brevet

**Aktuell information från
Laboratorieinstruktörerna, NU-sjukvården**



Instruktörs-Brevet - Primärvård september 2016

Instruktörsbrev

Instruktörsbrevet e-postas till laboratorieombuden inom Närhälsan

Syftet med detta brev är att laboratorieombuden ska sprida information som rör provtagning och provhantering samt patientnära analysarbete (PNA), till berörda kollegor. Vår ambition är att månadsvis sammanställa aktuell information till er från Laboriemedicin, NU-sjukvården

Passerkort

Klisterremsan med VGR-id i streckkod ska inte klistras på plastkortet. Det ska klistras fast på den hållaren som kortet sitter i. Apotekets streckkodläsare har svårighet att läsa informationen från plastkortet om streckkoden klistrats direkt på kortet.

Laboratorieombudsträff

Dags att anmäla sig till årets laboratorieombudsträff den 2 november 2016. Se kallelse och program i Regionkalendern.

Identitetskontroll

All provtagande personal uppmanas att alltid arbeta så att kontroll av patientidentitet utförs och att korrekt märkning av provtagningsrör säkerställs. Laboriemedicin ser att avvikelser avseende detta har ökat.

APC-resistens

Ny metod! Vid bestämning av endast APC-resistens åtgår endast ett rör med lila kork EDTA-rör 4 mL. Gör beställningen på remiss Klinisk kemi 3a SU/Sahlgrenska. Röret förvaras i rumstemperatur. Provtagningen kan numera utföras på en vårdcentral. Detta gäller fr.o.m. 1 september 2016.

Standardbikarbonat/Basöverskott

Provtagning för Standardbikarbonat går bra att utföra på vårdcentralslaboratoriet. Skickas till Laboriemedicin Klinisk kemi NÄL. Hållbarheten är 6 timmar.

Basöverskott: går ej att provta på vårdcentralslaboratoriet. Det ska analyseras inom 30 minuter

Beställning av Quantiferon-provtagningskit

Kittet beställs från Marknadsplatsen på QFN-TB Gold tubes Art nr: 111100327

Instruktörerna

Pernilla Jörgensen
010 – 435 27 13

Elisabeth Galle Österdahl
010 – 435 27 06

Darinka B Andersson
010 – 435 30 34