

Byte till Li-Heparinrör och nya röretiketter

Klinisk kemi

Artikelnummer Li-Heparin med gel

Artikelnummer från Marknadsplatsen:

10/8 mL 200000929 (367378)

7/4,5 mL 104790563 (366567)

5/3 mL 104790571 (368497)

0,8 mL 103280426 (450550) (Mikrorör för kapillär provtagning)



Artikelnummer Li-Heparin utan gel

Artikelnummer från Marknadsplatsen

10/10 mL 102770146 (367526)

5/4 mL 102770237 (368496)

1,0 mL 103280392 (450551) (Mikrorör för kapillär provtagning)

Byte till nytt etikettformat (samma skrivare används)

Etikett 55x33 mm

Artikelnummer Marknadsplatsen: 102729647 (720921)

Flaggetikett och etikettremiss

Flaggetikett för manuella rutiner vid datastopp Klinisk kemi för avdelningar Sahlgrenska

Artikelnummer Marknadsplatsen: 200000208 (729755)

Etikettremiss, (Remiss Lab Kemi) används av kunder utanför sjukhuset

Artikelnummer Marknadsplatsen: 113768329 (900478), **börjar att användas i samband med att uppdateringen är gjord dvs efter 2/6 2019.**