

Information färgkoder

I sortiment enligt nuvarande upphandlingsavtal

1801503 Förhöjningsben

Upphandling gällande 160901-200901

Sortimentsöversikten uppdaterades 180828 För mer information vg se webSESAM

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr.	Innemått	Kommentar
Förhöjningsklossar ben					
56715	Förhöjningskloss REKO 130 kg/ben 1 st	Karo Pharma	151100	6x6 cm	Enkel, traditionell träklots
19064	Förhöjningskloss Magnum 130 kg/ben 1 st	Karo Pharma	151130	10x10 cm	Stabil kloss passande stora möbelben och socklar med max 3 cm tjocklek
10843	Förhöjningskloss 200 kg/ben 1st	Human Care	895	Upp till 8,5 cm	Passar korta möbelben, runda klotben. För smala ben (diam under 3,5 cm) ska en ring i plexiglas användas. Fd "Ahlberg"
16546	Förhöjningskloss Bill 130 kg/ben 4st/fp	Karo Pharma	151110	3-5 cm i diameter	Passar snedställda möbelben. Sitter kvar på benen även när möbeln lyfts
12969	Förhöjningskloss Elefant 9cm 200 kg/ben 4st/fp	Karo Pharma	151115	8,5 i diameter	Passar lutande och stora runda möbelben
19085	Förhöjningsben Liljan vit 120 kg/ben 4st/fp	Liko	10105	ca 6,5 cm i diameter	Sitter kvar på benen även när möbeln lyfts
16514	Förhöjningsben Liljan brun 120 kg/ben 4st/fp	Liko	10104	ca 6,5 cm i diameter	Sitter kvar på benen även när möbeln lyfts
56716	Förhöjningskoner bendiam 1,9 - 3,8 cm max belastning 500kg 4st/fp	Euforia	AA3372A		Sitter kvar på benen även när möbeln lyfts
56717	Förhöjningskoner bendiam 3,2 - 5 cm max belastning 500kg 4st/fp	Euforia	AA3372B		Sitter kvar på benen även när möbeln lyfts
56718	Förhöjningskoner bendiam 4,3 - 6,5cm max belastning 500kg 4st/fp	Euforia	AA3372C		Sitter kvar på benen även när möbeln lyfts
Förhöjningsklossar sockel					
16524	Förhöjningsben Victor sockelhøjare 120 kg/ben 4st/fp	Liko	10131	Passar 2,5-7,5 cm bredd	Passar breda socklar
Förhöjningsklossar medar					
39034	Förhöjningskloss Optimal inkl förlängningsplatta 75kg/ben 1 st	Gula Rehab	5799	8x10,5 cm	Meden kan vara max 10,5 cm bred. Ska spännas fast.