

Akuta transporter nattetid från Uddevalla

Anvisning

För akuta transporter **nattetid** (klockan 21:30 - 06:45) från Uddevalla sjukhus till Klinisk Kemi NÄL gäller följande:

- Ring alltid först Laboratoriemedicin **010-435 25 80** (omkoppling till NÄL) för att meddela/rådfråga om det prov/analys som ska skickas
- Ring och beställ transport: Post Nord Bud: **0771-78 78 78 Knappval 2 - Göteborg**
 - Uppge var du ringer ifrån: NU-sjukvården Uddevalla Sjukhus, din avdelning och att provet ska till NÄL i Trollhättan
 - Uppge kostnadsställe
 - Uppge att det är akuttransport (hämtas och lämnas snarast)
 - Fyll i dokumentet (sidan 3) och var uppmärksam på att bilen anländer omgående.
- Ring vakten **010-435 66 74** och meddela att PostNord (vanligen taxi) kommer för att hämta prov på avdelningen. Vakten visar taxichauffören vägen till avdelningen. Proverna lämnas hand till hand.

Packning och transport av prover

- Ring laboratoriemedicin, enligt ovan
- Ta provet
- Ring och beställ transport, och ring vakten, enligt ovan
- Proverna packas i föradresserade brevkartonger märkta UN 3373.
- Öppna brevkartongen och ta ur packningsmaterialet.
- Lägg beställningsblanketten, om sådan finns, i kartongen.
- Provrören läggs i transporthylsor, och sedan i den absorberande skyddspåsen. Lägg i brevkartongen och förslut.
- Kontrollera att kartongen är märkt med rätt adressinstruktioner för avlämning. Kartongen ska vara adresserad till Klinisk Kemi NÄL.
- Fyll i dokumentet som finns i mappen och skriv in exakt klockslag för beställning av transport och när transporten anlät.

Om packningsmaterial saknas så lånas det på någon annan avdelning. Klinisk kemi Uddevalla ska se till att packningsmaterial finns, och komplettera vid behov. Dessa kartonger återanvänds går i cirkulation. Se bild



Lämna hand till hand, med detta menas att personalen på avdelningen lämnar brevkartongen till taxichauffören som i sin tur lämnar den till personal på Klinisk Kemi NÄL, utan några mellanhänder.

Akuta blodprover till Klinisk Kemi

- APTT och joniserat Calcium ska centrifugeras inom 1 timma. Ska sådana prov skickas akut, så beställ transporten **före** provtagning.
- Tänk på att märka proven på rätt sätt, och att blodvolymen är tillräcklig, så att provsvar kan lämnas ut. Vid eventuella tveksamheter ring Laboratoriemedicin och rådfråga före transport sker.

Akut blodgruppering, BAS/MG-test Inför blodkomponentsbehov nattetid

- Finns blodgruppering sedan tidigare. Ta BAS-test.
- Finns inte blodgruppering sedan tidigare: Ta både blodgruppering och BAS-test. För varje analys måste det finnas 1 beställningsblankett och 1 prov, vilket innebär 2 beställningsblanketter och 2 provrör om både blodgruppering och BAS-test ska skickas.
- Var noga med att verifiera att identitetskontroll på patient är gjord. Signering måste vara gjord enligt Socialstyrelsens gällande författningar för att analys ska kunna utföras. Skickas sedan till Klinisk Kemi NÄL enligt ovanstående anvisning.

Mikrobiologiska prover

Planera provtagningen så att båda omgångarna med blododlingar skickas med samma transport. En patient per brevkartong.

- Blododlingar som tas **efter** kl. 03.00 förvaras i rumstemperatur på avdelningen fram till att Klinisk Kemi Uddevalla öppnar.
- Måste blododling tas på natten **före** kl. 03.00 skickas den till Klinisk Kemi NÄL, enligt ovanstående anvisning för akuta transporter.
- Blododlingarna läggs i den absorberande skyddspåsen. Blododlingar och skyddspåse placeras sedan i en plastpåse som försluts med påsklämma. Lägg i brevkartongen tillsammans med beställningsblanketten. Se bild nedan.



Två omgångar med blododlingar och två beställningsblanketter från en patient.

Akuta transporter nattetid från Uddevalla

Anvisning

Akuta transporter till Laboratoriemedicin NÄL

Datum	Avdelning/Beställar-ID	Prov (vad skickas)	Beställning gjord klockan	Transport anländer klockan	Överensstämmer väntetiden för transporten med dina förväntningar	Övrig information ("värt att veta")	Signatur
					Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
					Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
					Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
					Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
					Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
					Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
					Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
					Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
					Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
					Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
					Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		