

Information färgkoder

I sortiment, enligt tidigare avtal. Förskrivs i första hand. Hyrs ut till lägre pris än produkt enligt nuvarande avtal. Kan levereras om lagersaldo finns

I sortiment, enligt nuvarande avtal.

040318 Oxygenutrustningar

Sortimentsöversikten uppdaterades 2020-09-03

VTI flödesväljare kan med fördel användas i de flesta applikationer där man vill ge patienter andningsoxygen. Flödet regleras med ett ergonomiskt inställningsvred som har 12 exakta klicklägen. Flödesväljarvredet kan inte ställas i mellanläge där gasflödet oavsiktligt stoppas. Tydlig avläsning av varje inställt flöde både framifrån och från sidan. Lågflödesmodellerna har inbyggd tryckregulator för att säkerställa hög noggrannhet även vid små flöden. För mer information vg se webSESAM

Det finns ett antal hållare till gasflaskor/droppställningar i sortiment som kan förskrivas som tillbehör till förskrivna rollatorer, rullstolar och sängar

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr.	Kommentar
Flödesväljare/mätare				
40862	Flödesväljare Debistar 0.01-1L	AGA Gas AB	329140	
41569	Flödesväljare 0,05-0,75 LPM	Invacare	1514913	Tillbehör till alla oxygenkoncentratorer av märket Invacare med ett utgångstryck på 34.4 kPA (5 psi). Syrgasinflöde: 2 l/min Flödesintervall: 0.05-0.75 l/min Mått b x h x d: 11.94 x 14.48 x 14.48 cm Vikt: 0.8 kg
66131	Flödesväljare VTI 0-15,0 And. oxygen för direktmontage i gasuttag	Aspira	VGR-434168	
63577	Flödesgenerator MyAirvo2/Airvo2 med befuktning	Fisher & Paykel	PT101EW	
66162	Flödesväljare VTI 0,1-1,0 And. oxygen för direktmontage i gasuttag	Aspira	VGR-434171	Fastaläge 0,05/ 0,10/ 0,15/ 0,20/ 0,30/ 0,40/ 0,50/ 0,60/ 0,80/ 1,0/ (5 Flushläge)
75041	Flödesväljare DEBPLUS 0-5,0 l/m. Andn oxygen för direktmontage i gasuttag	QMT Care AB	QMTC 71201131	Fasta läge 0,1/ 0,2/ 0,3/ 0,4/ 0,5/ 0,6/ 0,7/ 0,8/ 1 /1,5/ 2/ 2,5 /3 /4 /5 liter/min
75042	Flödesväljare DEBPLUS 0-15,0 l/m. Andn oxygen för direktmontage i gasuttag	QMT Care AB	QMTC 71201231	Fastaläge 0,5/ 1 / 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 3,5/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 12/ 15 liter/min
75125	Lågflödesväljare Micro Dial O2 0,01-1L/min	AGA Gas AB	329140	Flödesintervall: 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 1,0
Oxygenkoncentrator				
52586	Oxygenkoncentrator Perfecto2 0,5-5 LPM, stationär	Aiolos Medical AB	1524653	
37509	Oxygenkoncentrator EverFlo 1-5 LPM, stationär.	Philips AB	1020006	Kan parkopplas vid syrgasbehov >5 liter
74610	Oxygenkoncentrator EverFlo 0,1-1,0 LPM, stationär.	Philips AB	1020006L	Komplett med lågflödesrör.
58963	Oxygenkoncentrator Platinum 9, 1-9 LPM, stationär högflöde	Invacare	IRC9LXO2AWQ-SCAN	Anpassad för brukare med högt oxygenbehov.
69366	Oxygenkoncentrator PerfectO2 V, 0,5-5 LPM, stationär	Invacare	1521652-VAW-SCAN	För patienter som kräver lågt flöde från 0,05-0,75 LPM finns lågflödesmätare artnr 41569
71498	Oxygenkoncentrator Inogen One G4-8 System bärbar	Meditek	IS-400-IN-8	Pulsat flöde. Batteri med större kapacitet kan beställas
69064	Oxygenkoncentrator SimplyGo Mini inkl extra stort batteri, bärbar	Philips AB	1113605	Pulsat flöde.
57093	Oxygenkoncentrator SimplyGo portabel, släppbar	Philips AB	1069058	Kontinuerligt och pulsat flöde.