

Instruktörs-Brevet

**Aktuell information från
Laboratorieinstruktörerna, NU-sjukvården**



InstruktörsBrevet oktober 2018 - primärvård


Instruktörsbrev

Instruktörsbrevet e-postas till laboratorieombuden inom Närhälsan

Rör för U-albumin/kreatinin kvot

Nytt "urinrör" f.o.m 17 november. Till U-alb/krea kvot skall vacuum rör med rund botten, 6,5 mL från Vacuette användas. Detta kan också användas för urin-elfores, urin-odling och urin-chlamydia. Beställningsnummer Marknadsplatsen:

- Vakuumröret: 102770294
- Överföringsstrå 20 cm: 102740073
- Överföringsstrå 8 cm: 102740081



Med överföringsstrået för man lätt över urinen från mugg eller urindunk. De gamla rören kan ni använda till analyser som kräver 10 mL urin (5-HIAA), skrap för svampodling eller använd dem till urinodling.

S-PSA

Ska bara PSA utföras är rutinen:

- Serum rör med gel, 7 mL (guldgul kork)
- Efter centrifugering, hållbart 24 timmar i kyl.

Vid längre förvaring, avskilj serumet och frys -20°. Ska S-PSA fritt/tot. kvot utföras se analyslistan.

Laboriemetodik utbildning

Det finns några platser kvar! Glöm inte att anmäla till denna tvådagars utbildning i Laboriemetodik, för ny personal på Närhälsans provtagningar 16 och 22 november.

Nya beställningsblanketter:

5 november kommer nya beställningsblanketter finnas tillgängliga på marknadsplatsen. Det är fler nummer i streckkoden, 9 siffrigt löpnummer och 3 siffrig kod till varje etikett. Det är samma beställningsnummer som den nuvarande på marknadsplatsen. Se till att ni har tillräckligt med "gamla" beställningsblanketter kvar från den 5 november till och med 15 november, ni använder de nya blanketterna från och med 16 november Laborietet byter system då. Best.nr: 113768295, heter "remissark" på Marknadsplatsen.

P-PTH

Prov tas som tidigare i EDTA-rör med vit kork. Det är referensintervallet som är ändrat.

Pernilla Jörgensen
010 – 435 27 13

Birgitta Olofsson
010 – 435 27 26

Darinka B Andersson
010 – 435 30 34